



Alber e-motion

Alber via GO

Workshop hulpaandrijvingen – Poolcarrousel WLZ 2025

Jeske van Bruggen en Paul Rutten

Doelgroep hulpaandrijvingen: gebruikersprofielen gekoppeld aan Invacare/Alber oplossingen



		Gebruikersprofiel 1	Gebruikersprofiel 2	Gebruikersprofiel 3	
Omschrijving	Client	Client maakt gebruik van een rolstoel en is agv krachtsverlies in armen en/of uithoudingsvermogen niet (meer) in staat om zich zelfstandig hoepelend te verplaatsen over de gewenste afstanden. Heeft behoefte om zich in en om de instelling zelfstandig te blijven verplaatsen.	Client kan zich binnen het appartement zelfstandig verplaatsen middels hoepel/trippelen en heeft een grotere verplaatsingsbehoefte. Client kan zich niet zelfstandig verplaatsen over de gewenste (langere) afstanden.	(a) Client maakt gebruik van een rolstoel en kan zich zelfstandig of met hulp verplaatsen in en om de instelling.	(b) Client heeft een mobiliteitsbehoefte buitenshuis waarbij client afhankelijk is van een begeleider.
	Duwer	NVT	NVT	De begeleider/duwer heeft stoornissen in functie en anatomie waardoor het duwen van de rolstoel over de gewenste afstanden niet haalbaar is.	

Invacare oplossingen	<u>Hoepelondersteuning</u>	<u>Volledig elektrisch rijden</u>	<u>Duwondersteuning</u>	<u>Duw- en remhulp</u>
	 Alber e-motion In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber e-fix aandrijving met joystickbesturing Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber via GO duwondersteuning Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber viamobil duw- en remhulp In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.
		 Alber e-motion met DuoDrive optie In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.		 Alber e-fix met optionele begeleidersbediening Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.

Kijk voor meer informatie over de Invacare/Alber oplossingen in de Zorgplan Mobiliteitsgids ook [hier](#).

NB: Alber past op alle WLZ rolstoelen. Dit vergroot de herinzetbaarheid en is daardoor duurzaam.

Alber e-motion



Producteigenschappen e-motion



- Hoepelondersteuning op maat:
- Individueel en makkelijk (draadloos) instelbaar rijprofiel
- Volledige vrijloop => voordeel duwer
- Uniek: Inzetbaar op (bijna) alle merken en type rolstoelen
- Inzetbaar bij korte armslag, bijv. Parkinson
- Sensor voor li/re krachtsverschil
- Gebruikersgewicht 150 kg
- Diverse typen hoepels mogelijk

Uit te breiden met Duodrive optie:

- Continu ondersteuning en (af)remmen....

Te combineren met:

- Via GO en Viamobil duwondersteuning



FGI cliëntprofiel - specifieke producteigenschappen

Invacare e-motion



Doelgroep hulpaandrijvingen		
Omschrijving	Client	Gebruikersprofiel 1
		Client maakt gebruik van een rolstoel en is agv krachtsverlies in armen en/of uithoudingsvermogen niet (meer) in staat om zich zelfstandig hoepelend te verplaatsen over de gewenste afstanden. Heeft behoefte om zich in en om de instelling zelfstandig te blijven verplaatsen.
Participatie		Wil zich zelfstandig verplaatsen met de rolstoel in en om de instelling
Producteigenschappen	Client	Hoepelondersteuning
		Rijprofiel aanpasbaar
		Continu aandrijving
		Gebruikersgewicht
		Vrijloop
		Terugrolvertraging en afremfunctie
		Instelbaar op krachtsverschil links/rechts
		Verschillende vormen hoepels bij slechte handfunctie
		Eenhandig bedienbaar
		Eenvoudig aan en af te koppelen
	Product	Clean ontwerp
		Universeel op alle merken WLZ rolstoelen
		Inklapbaarheid van de stoel en meeneembaarheid
		Licht
		Actieradius

licht
 matig
 sterk



via GO


De compacte duwhulp voor rolstoelen.



Alber via GO



via GO Componenten.



Alber via GO, producteigenschappen



- Aandrijving en accu is 1 geheel:
 - In 1 handgreep/handeling aan-/afkoppelen => rolstoel maximaal licht voor zelf hoepelen/trippelen
 - Geen losse, aparte onderdelen => eenvoud, geen kabels/stekkers
- Vrijloop en meedraaibare bevestiging => intuïtief rijden
- Compact: valt binnen de afmetingen van de rolstoel
- Parkeerstand => pauze stand: even niet gebruiken
- Kantelen rolstoel blijft mogelijk
- Snelheid op maat aanpasbaar (9 standen)
- Eenhandig bedienbaar
- Helling 16%



FGI cliëntprofiel - specifieke producteigenschappen

Invacare via GO



Doelgroep hulpaandrijvingen			
Omschrijving	Cliënt		Cliënt maakt gebruik van een rolstoel en kan zich zelfstandig of met hulp verplaatsen in en om de instelling. Cliënt heeft een mobiliteitsbehoefte buitenshuis waarbij cliënt afhankelijk is van een begeleider
	Duwer		De begeleider/duwer heeft stoornissen in functie en anatomie waardoor het duwen van de rolstoel over de gewenste afstanden niet haalbaar is
Participatie			Cliënt heeft een mobiliteitsbehoefte buitenshuis waarbij cliënt afhankelijk is van een begeleider/duwer
Product	Duwer	Snelheid makkelijke aanpasbaar	●●●
		Eenhandig bedienbaar	●●●
		Eenvoudig aan en af te koppelen	●●●
	Product	Clean ontwerp	●●●
		Universeel op alle merken WLZ rolstoelen	●●●
		Inklapbaarheid van de stoel en meeneembaarheid	●●○
		Licht	●●●
		Actieradius	●●●

●○○ licht
 ●●○ matig
 ●●● sterk

Convenanten overzicht, past op eigen (merk) rolstoel cliënt



Overzicht convenanten: WLZ standaardpakket rolstoelen & Invacare Alber hulpaandrijvingen

							
	Roxx NO	Canto NXT	Match	Neox	Ibis (XA/Pro)	Quickie 2/Life	Cross
							
 e-motion M15/M25	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
 via GO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 viamobil V25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 e-fix E35/36	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓



De Alber hulpaandrijvingen zijn gecrashtest en voldoen aan code VVR indien gecombineerd met een gecrashteste rolstoel.
Er zijn veel meer combinaties mogelijk – check Invacare