



Alber e-motion

Alber via GO

Workshop hulpaandrijvingen – Poolcarrousel WLZ 2025

Jeske van Bruggen en Paul Rutten

Doelgroep hulpaandrijvingen: gebruikersprofielen gekoppeld aan Invacare/Alber oplossingen

		Gebruikersprofiel 1	Gebruikersprofiel 2	Gebruikersprofiel 3	
Omschrijving	Client	Client maakt gebruik van een rolstoel en is agv krachtsverlies in armen en/of uithoudingsvermogen niet (meer) in staat om zich zelfstandig hoepelend te verplaatsen over de gewenste afstanden. Heeft behoefte om zich in en om de instelling zelfstandig te blijven verplaatsen.	Client kan zich binnen het appartement zelfstandig verplaatsen middels hoepel/trippelen en heeft een grotere verplaatsingsbehoefte. Client kan zich niet zelfstandig verplaatsen over de gewenste (langere) afstanden.	(a) Client maakt gebruik van een rolstoel en kan zich zelfstandig of met hulp verplaatsen in en om de instelling.	(b) Client heeft een mobiliteitsbehoefte buitenshuis waarbij client afhankelijk is van een begeleider.
	Duwer	NVT	NVT	De begeleider/duwer heeft stoornissen in functie en anatomie waardoor het duwen van de rolstoel over de gewenste afstanden niet haalbaar is.	

Invacare oplossingen	<u>Hoepelondersteuning</u>	<u>Volledig elektrisch rijden</u>	<u>Duwondersteuning</u>	<u>Duw- en remhulp</u>
	 Alber e-motion In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber e-fix aandrijving met joystickbesturing Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber via GO duwondersteuning Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.	 Alber viamobil duw- en remhulp In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.
		 Alber e-motion met DuoDrive optie In het voorkeurspakket van alle zorgkantoren. Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.		 Alber e-fix met optionele begeleidersbediening Opgenomen in de Zorgplan Mobiliteitsgids.

NB: Alber past op alle WLZ rolstoelen. Dit vergroot de herinzetbaarheid en is daardoor duurzaam.

Alber e-motion



Producteigenschappen e-motion



- Hoepelondersteuning op maat:
- Individueel en makkelijk (draadloos) instelbaar rijprofiel
- Volledige vrijloop => voordeel duwer
- Uniek: Inzetbaar op (bijna) alle merken en type rolstoelen
- Inzetbaar bij korte armslag, bijv. Parkinson
- Sensor voor li/re krachtsverschil
- Gebruikersgewicht 150 kg
- Diverse typen hoepels mogelijk

Uit te breiden met Duodrive optie:

- Continu ondersteuning en (af)remmen....

Te combineren met:

- Via GO en Viamobil duwondersteuning





via GO


De compacte duwhulp voor rolstoelen.



Alber via GO



via GO Componenten.



Bedieningsunit
KLEIN EN ERGONOMISCH

Bracket bedieningsunit



Lader



Alber via GO, producteigenschappen



- Aandrijving en accu is 1 geheel:
 - In 1 handgreep/handeling aan-/afkoppelen => rolstoel maximaal licht voor zelf hoepelen/trippelen
 - Geen losse, aparte onderdelen => eenvoud, geen kabels/stekkers
- Vrijloop en meedraaibare bevestiging => intuïtief rijden
- Compact: valt binnen de afmetingen van de rolstoel
- Parkeerstand => pauze stand: even niet gebruiken
- Kantelen rolstoel blijft mogelijk
- Snelheid op maat aanpasbaar (9 standen)
- Eenhandig bedienbaar
- Helling 16%



Convenanten overzicht, past op eigen (merk) rolstoel cliënt



Overzicht convenanten: WLZ standaardpakket rolstoelen & Invacare Alber hulpaandrijvingen

							
	Roxx NO	Canto NXT	Match	Neox	Ibis (XA/Pro)	Quickie 2/Life	Cross
							
 e-motion M15/M25	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
 via GO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 viamobil V25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 e-fix E35/36	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓



De Alber hulpaandrijvingen zijn gecrashtest en voldoen aan code VVR indien gecombineerd met een gecrashteste rolstoel.
Er zijn veel meer combinaties mogelijk – check Invacare