



Newton, Roxx & Canto Nxt

 Life & Mobility

Newton zitvisie

HOOFD IN BALANS


- Belaste rugleuninghoek tussen 115-123 graden

ONTSPANNEN ZITHOUDING

- Belaste rugleuninghoek tussen 115-123 graden
- Belaste zittinghoek tussen 12-20 graden

VOORKOMEN VAN DISCOMFORT DOOR:


- Individuele ondersteuning van de rugcontour
- Ondersteunen bilcontour
- Geen wrijvingskrachten



NEWTON

Enjoy the balance

Voordelen van de Newton zitvisie





	Christien Curve Z	David Curve 1	Ed Curve 2	Flora Curve 3	Frieda Curve 3 Deep
--	----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------------

Instelbaar of verstelbaar					
Rugcontourdiepte					●
Rughoogte	●	●	●	●	●
Rugleuninghoek	●	●	●	●	●
Bekkensteun		●	●	●	●
Thoracaalsteun			●	●	●
Omvattendheid			●	●	●
Lateraalsteun				●	●
Drukontlasting			●	●	●






Productoplossing



	Christien	David	Ed	Flora	Frieda	Gewicht > 120 kg	Anti-decubitus voorziening
	Contour		Contour Deep			Contour Xtra	Seat Base
							
Instelbare zittinghoek 		●		●		●	●
Drukverdelend vermogen 		●		●		●	
Drukontlasting 				●			
Lichaamsgewicht > 120kg 						●	




De gevraagde **functie-eisen** van cliënten in de **reguliere zelfrijder** en de **kantelrolstoel**

	Functie-eisen	
Zitten	Stabiele zithouding ondersteunen	✓
	Individuele rugcontour ondersteunen	✓
Mobiliteit	Bewegingsvrijheid armen	✓
	Optimale trippelruimte- en hoogte	✓
	Rijden en duwen met minimale inspanning	✓
	Stabiliteit in alle gebruikssituaties	✓
Omgeving	Aanpasbaar aan veranderende functie-eisen zonder nieuwe onderdelen	✓
	Veilig vervoerbaar	✓



De lichtrijdende en de reguliere zelfrijder

	NEOX Lichtrijdende zelfrijder		ROXX Reguliere zelfrijder	
Zitting- en rugleuningcategorie	I	II	III	
				
Cliënt				
Stoornisniveau				
Activiteitsniveau				
Mobiliteitsbehoefte				
Functie-eisen zitondersteuning				
Zijwaartse rompondersteuning				
Drukverdelend vermogen & drukontlasting				

ROXX



- ✓ **Optimale aandrijfhouding met Newton**
door maximale bewegingsvrijheid van de armen en optimale positionering ten opzichte van de hoepels
- ✓ **Optimale trippelruimte en -hoogte**
door positionering van parallel vouwframe
- ✓ **Rijden met minimale inspanning**
door passende hulpaandrijving



ROXX

Stabiliteit en veiligheid in alle gebruikerssituaties

Aanpasbaar aan veranderende functie-eisen:


- ✓ Zitsysteem
- ✓ Trippelen <-> hoepelen <-> duwen
- ✓ Overgang naar Canto Nxt

CANTO next

Rijden met minimale inspanning door licht
rijdend onderstel met lage rolweerstand,
star frame en goede balanspuntinstelling

Maximale bewegingsvrijheid:
trippelruimte en bewegingsvrijheid armen





CANTO^{xt}

Stabiele zitondersteuning met Newton

**Individuele ondersteuning van de
kyfotische rugvorm**

Passende duw- en hoepelondersteuning



Ervaar het zelf!

 Life & Mobility