

A photograph of two elderly people sitting in motorized wheelchairs on a paved outdoor area. The man on the left is wearing a blue vest over a grey shirt and blue trousers. The woman on the right is wearing a purple sweater and black trousers, and she is waving her right hand. They are positioned in front of a brick building with many windows. A tree with a colorful, knitted trunk is between them. In the foreground, there are out-of-focus orange flowers.

QUICKIE Life i Sedeo

AGENDA

- Functie-eisen -> producteigenschappen
- Veranderend cliëntprofiel
- Doelmatige veranderingen
- Kenmerkende producteigenschappen
- Praktijkdeel

SEDEO PRO



Functie-eisen	
Zitsysteem	Stabiliseren romp
	Stabiliseren romp lateraal
	Conformeren aan rugvorm
	Stabiliseren bekken
	Variëren zithoek (kanteling)
	Verdelen druk

SEDEO PRO



Ibis duwwagen



Q-serie



Functie eisen

Mobiliteit

Rijden met minimale inspanning

Mogelijkheid duwondersteuning

Meeneembaarheid

Veilig taxivervoer



Life i Sedeo



Ibis zelfrijder

VERANDEREND CLIËNTENPROFIEL




Quickie Life i Sedeo cat. 1



Quickie Life i Sedeo cat. 3



Life i met R20



ONDERSCHEIDENDE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Instelbaar zwaartepunt

positioneer de cliënt optimaal voor zo licht mogelijke
rij eigenschappen

Meerdere framelengtes verkrijgbaar

korter frame voor lichter rijdende stoel

Sedeo Pro uitwisselbaarheid met overige onderstellen

één zitsysteem voor alle behoeftes

Lage zithoogte

ideaal als trippelstoel

AANDACHTSPUNTEN PRAKTIJKDEEL

Instelbaar zwaartepunt

Sedeo Pro uitwisselbaarheid met overige onderstellen

Lage zithoogte

Rij-eigenschappen in relatie tot kort frame

