



QUICKIE Q-serie

AGENDA

- Functie-eisen -> producteigenschappen
- Veranderend cliëntprofiel
- Doelmatige veranderingen
- Kenmerkende producteigenschappen
- Praktijkdeel

SEDEO PRO



Functie-eisen	
Zitsysteem	Stabiliseren romp
	Stabiliseren romp lateraal
	Conformeren aan rugvorm
	Stabiliseren bekken
	Variëren zithoek (kanteling)
	Verdelen druk

SEDEO PRO



Ibis duwwagen



Q-serie



Life i Sedeo



Ibis zelfrijder

Q400



Q500



© Sunrise Medical - Confidential : For training purposes only

Functie-eisen

Mobiliteit

Comfortabel rijgedrag

Manoeuvrbaarheid

Aanpasbare besturing

Veilig taxivervoer



■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES

Q-SERIE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Q400
Q500



Funcie-eisen

Mobiliteit

- Comfortabel rijgedrag
- Manoeuvrerbaarheid
- Aanpasbare besturing
- Veilig taxivervoer

VERANDEREND CLIËNTENPROFIEL



Q-serie



Assignable buttons



Alternatieve bedieningen



Q-serie heavy duty



Q-serie met categorie 3 rug en zitting



Convenanten met orthesebouwers



Q-serie met nuage PLS

ONDERSCHEIDENDE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Sedeo Pro uitwisselbaarheid met overige onderstellen
één zitsysteem voor alle behoeftes

Circulariteit

maximaal herinzetbaar, CO2 reductie door hergebruik
onderdelen

Lage zithoogte

vanaf zithoogte 415 mm

Compacte onderstellen

voor optimale manoeuvreerbaarheid

AANDACHTSPUNTEN PRAKTIJKDEEL

Sedeo Pro uitwisselbaarheid met overige onderstellen

Rij-eigenschappen

Assignable buttons proberen

