

Welkom

Scootmobielen en aangepaste fietsen

Wat is het doel van deze workshop?

- Inzicht geven in de cliëntprofielen voor scootmobielen en fietsen
 - Mate van relevante stoornissen, beperkingen en behoeften
 - Functie- eisen
 - Benodigde producteigenschappen
- Onderscheidende eigenschappen van de verschillende producten

Inzicht in je cliënt

Vaststellen wat de mate van relevante stoornissen, beperkingen en behoeften, is:

- T.a.v. functies en anatomische eigenschappen
- T.a.v. activiteiten en participatie
- Eventuele persoonlijke factoren

Functies en anatomische eigenschappen

Lichamelijk onderzoek:

- Objectiveer en beschrijf de stoornissen en beperkingen in meetbare gegevens
- Beschrijf verbeeldend
- Beschrijf de mate van de loop-/ sta- en transferfunctie
- Beschrijf de mate van de rompstabiliteit

Activiteiten en participatie

Objectiveer en beschrijf:

- De mate waarin client zithouding kan aannemen/ variëren/ handhaven
- De behoeften en beperkingen in activiteiten en participatie

Cliëntprofielen scootmobiel en fietsen

Cliëntprofielen voor scootmobielen en fietsen komen grotendeels overeen:

- Grote verplaatsingsbehoefte buitenshuis
- Functiebeperkingen die maken dat verplaatsen buitenshuis op/ met een regulier vervoersmiddel niet meer lukt

De mate van de functiestoornis(sen) leidt tot de keuze voor een actieve of passievere verplaatsing.

Cliëntprofielen doelgroep scootmobielen

1. Cliënten met functiestoornissen en goede cognitieve vermogens
2. Cliënten met functiestoornissen, goede cognitieve vermogens en ernstige (pijn)klachten in wervelkolom en/ of overige gewrichten

Funcctie-eisen scootmobielen

Funcctie-eis	Gebruikersprofiel 1	Gebruikersprofiel 2
Actieradius	x	x
Meeneembaarheid stok/rollator	x	x
Goed ondersteund zitten	x	x
Zelfstandige transfer	x	x
Rekening houdend met rugklachten, spier- en gewrichtsklachten		x

Producteigenschappen scootmobielen

Functie-eis	Standaard scootmobiel	Extra geveerde
Actieradius	x	x
Bedieningsvormen	x	x
Zit/rugondersteuning	x	x
Onderarm steunen	x	x
Draaibare stoel	x	x
Voetplateau	x	x
Extra vering		x

Productpresentatie



Scootmobielen in standaardpakket

Categorie standaard (klantprofiel 1)

- Sterling Elite XS
- Excel Galaxy II
- Orion Pro

Categorie extra geveerd (klantprofiel 2)

- Sterling Elite Plus (ook geschikt voor obese cliënten)
- Excel Galaxy Plus

Cliëntprofielen doelgroep fietsen

1. Cliënten met functiestoornissen en goede cognitieve vermogens en daarbij:
 - a. Ofwel beperkt uithoudingsvermogen
 - b. Ofwel goed uithoudingsvermogen
2. Cliënten met functiestoornissen, problemen bij het heffen van de benen bij een staande transfer, goede cognitieve vermogens en daarbij:
 - a. Ofwel beperkt uithoudingsvermogen
 - b. Ofwel goed uithoudingsvermogen
3. Cliënten met functiestoornissen en slechte cognitieve vermogens

Functie-eisen aangepaste fietsen

Functie-eis	Gebruikersprofiel 1	Gebruikersprofiel 2	Gebruikersprofiel 3
Zelfstandig fietsen	x	x	
Fietsen met begeleiding			x
Ondersteund zitten	x	x	x
Actieradius	x	x	x
Makkelijk bedienbaar	x	x	x
Fixatie voeten/heupen/onderbenen	x	x	x
Meeneembaarheid stok/rollator	x	x	x
Elektrisch ondersteund	x	x	x
Rekening houdend met evenwichtsproblematiek		x	

Producteigenschappen aangepaste fietsen

Functie-eis	Reguliere driewieler	Zit-lig driewieler	Duofiets
Zelfstandig fietsen	x	x	
Fietsen met begeleiding			x
Laterale ondersteuning romp	x	x	x
Onderarm steunen	x	x	x
Fixatie voeten/heupen/onderbenen	x	x	x
Actieradius	x	x	x
Licht bedienbaar	x	x	x
Bevestiging voor stok/rollator	x	x	x
Elektrische ondersteuning	x	x	x
Extra vering		x	

Productpresentatie

Fietsen in standaardpakket

Reguliere driewieler

- Van Raam- Mini/ Midi/ Maxi
- Huka- City
- Nijland - Diamond

Zit-/lig driewielfiets

- Van Raam- Easy Rider
- Huka- Cortes
- Nijland - Singly

Duo- driewielfiets

- Van Raam- SideBySide
- Huka- Orthros
- Nijland - Toogether

Dank voor je aandacht

We zien je graag terug