

Welkom

FGI bij complexe zitproblematiek gekoppeld
aan de inzet van Categorie IV- kuipen

Zorgplan maakt
organisaties en
zorgprofessionals
krachtiger met meer
kennis en
vaardigheden !

Wat is het doel van deze workshop?

Toepassen van FGI bij indicatiestellingen die (mogelijk) leiden tot de inzet van een categorie IV (kuip)- voorziening:

- Inzicht in de bijbehorende cliëntprofielen
 - Mate van relevante stoornissen, beperkingen en behoeften
 - Functie- eisen
 - Benodigde producteigenschappen
- Onderscheidende producteigenschappen kuipen; Nuage en Kelvin

FGI-methode



Scan en lees meer!



Hulpvraag klant



ICF

MENS → HRIU

Wat is er nodig om (stoornissen) te compenseren, (beperkingen) op te lossen en (behoeften) in te vullen?
= PVE: productonafhankelijke functie-eisen

PRODUCT → PRIU

Welke producteigenschappen en diensten zijn nodig om deze functie-eisen te realiseren?

Welk product en welke dienst zijn het meest adequaat?

Inzet adequate hulpmiddelenzorg



Cliëntprofielen doelgroep

3 cliëntprofielen:

1. Cliënten met functiestoornissen van het sensorische systeem, veroorzaakt vanuit een neurologische aandoening, gecombineerd met anatomische problematiek
2. Cliënten met een psychiatrische diagnose die resulteert in functiestoornissen van het sensorische systeem
3. Cliënten met uitsluitend anatomische stoornissen, zoals:
 - Gemiddeld tot hoge mate van scoliose, kyfose of gibbus
 - Gemiddeld tot hoge mate van bekkenscheefstand
 - Hoge mate van contracturen in heupen en knieën
 - Forse asymmetrie van het lichaam
 - Hoge mate van onwillekeurige bewegingen
 - Ernstige decubitus problematiek
 - Zeer lage belastbaarheid

Functies en Anatomische Eigenschappen

Lichamelijk onderzoek

- Beschrijf, zoveel mogelijk, in meetbare gegevens
- Beschrijf beeldend
- Beschrijf de mate van het uithoudingsvermogen
- Beschrijf:
 - Bekkenstand (denk ook aan; tubers)
 - Stand en mobiliteit heupen/ bovenbenen/ knieën
 - Huidconditie
 - Stand en mobiliteit wervelkolom

Sensorisch onderzoek

- Beschrijf de mate van alertheid
- Beschrijf de problemen in de sensorische informatieverwerking, met name:
 - Tactiel onder- / overgevoeligheid
 - Proprioceptieve gevoeligheid
 - Vestibulair

In het portaal.....

Vragen over de productkeuze bij rugleuning- en/of zittingcategorie IV

! Deze vragen zijn getriggerd door te kiezen voor een categorie vier rugleuning of zitting.

Op basis van welke stoornissen in functies en anatomische eigenschappen is de inzet van een kuip noodzakelijk?*

Toelichting

Wordt er specifiek gekozen voor een type zitkuip?*

☐ Ja

☐ Nee

Activiteiten en Participatie

- Zithouding aannemen/ variëren/ handhaven -> mate?
- Behoeften en beperkingen in activiteiten en participatie

Zithouding zelfstandig aan kunnen nemen*

- ☐ Goed
- ☐ Matig
- ☐ Slecht
- ☐ Niet mogelijk

Zithouding zelfstandig kunnen variëren*

- ☐ Goed
- ☐ Matig
- ☐ Slecht
- ☐ Niet mogelijk

Zithouding zelfstandig kunnen handhaven*

- ☐ Goed
- ☐ Matig
- ☐ Slecht
- ☐ Niet mogelijk

Functie-eisen en profielen

Functie-eis	Subprofiel 1	Subprofiel 2	Subprofiel 3
1. Zintuiglijk geïnformeerde positionering bieden dmy individuele oppervlakkige sensorische input (contactlaag 1)	...	...	•
2. Zintuiglijk geïnformeerde positionering bieden dmy concrete, diepe sensorische input (basis van harde conformiteit)	...	...	•
3. Goede mate van drukverdeling	...	...	...
4. Ondersteunen van een ontspannen en stabiele zithouding	...	...	...
5. Zithoudingsvariatie bieden	...	...	...
6. Individuele ondersteuning rugcontour sagittale vlak (zij-aanzicht)	...	...	...
7. Individuele ondersteuning rugcontour frontale vlak (voor-aanzicht)	•	•	...
8. Extra zijwaartse ondersteuning romp	..	..	..
9. Mate van zitcomfortbeleving*	..	..	..

Van functie-eisen naar producteigenschappen

Functie-eis	Product-eigenschappen	Kelvin	Nuage
1	Individueel aanpasbare stabiliserende, vormgeving van de toplaag aan lichaamsvorm incl. ledematen	...	..
1/9	Mate van omvattendheid / immersie toplaag	..	...
2	Eindige harde conformerende basislaag	...	..
3	Mate van drukverdeling lokaal instelbaar	...	..
4	Individueel instelbare zit- en rugleuninghoek	...	...
5	Zithoekverkanteling	...	...
6	Instelbaarheid rugondersteuningsvlakken aan individuele rugcontour sagittale vlak (zij-aanzicht)	...	...
7	Instelbaarheid rugondersteuningsvlakken aan individuele rugcontour frontale vlak (voor-aanzicht)	..	...
8	Instelbare zijwaartse ondersteuning romp	..	...

Producten

- Nuage (Sunrise Medical)



- Kelvin (Life & Mobility)



Dank voor je aandacht

We zien je graag terug